

Preparación del Suero Sanguíneo de Allermetrix para el Transporte (Suero solamente)

- Use un tubo separador de suero rojo/gris (en inglés SST)
- Identifique el tubo de extracción con el nombre completo del paciente y la fecha de obtención
- Extraiga una cantidad suficiente de sangre para garantizar el volumen requerido de suero para la prueba
 - Advertencia: El tubo de 10 ml (Tubo Separador de Suero) rendirá aproximadamente 4-5 ml de suero

Número de Pruebas Solicitadas	Suero Necesario para IgE (mL)	Suero Necesario para IgG/IgG4 (mL))
5	0.5	0.5
10	1.0	0.5
15	1.0	0.5
20	1.5	0.5
25	2.0	0.5
30	2.0	0.5
35	2.5	0.5
40	2.5	0.5
45	3.0	0.5
50	3.5	0.5

- Invierta cuidadosamente el tubo de extracción 5 veces (esto mezclará el activador coagulante)
- Permita que la sangre se coagule en posición vertical por un mínimo de 30 minutos (se observará un coágulo denso)
- centrifugar por 10 minutos a una velocidad máxima (1100-1300g) en las unidades centrifugas oscilatorias y 15 minutos para las de ángulo fijo. Se formará una barrera entre el coágulo y el suero
- Identifique el tubo graduado de transporte (suministrado por Allermetrix) con el nombre completo del paciente y la fecha de obtención indicando el volumen
- Vacíe el suero del tubo Vacutainer dentro del tubo de transporte y fije el tapón herméticamente
- Complete el formulario de solicitud de prueba y compruebe que está enviando el suero suficiente para llevar a cabo la prueba (véase el cuadro arriba)
- Si no se va enviar el suero inmediatamente, guarde en refrigerador (máximo 2 semanas), si es más tiempo, debe mantenerse congelado (ADVERTENCIA: si ordena las pruebas de IgG or IgG4, el suero no puede estar congelado)
- Coloque el tubo de transporte dentro de un contenedor plástico grande de tapa fijando el tapón herméticamente (suministrado por Allermetrix). Coloque en la bolsa de biopeligro (biohazard suministrada por Allermerix)
- Coloque el formulario de solicitud en la parte sin cierre de la bolsa de biopeligro (suministrada por Allermetrix).
- Coloque la bolsa en el sobre de transporte rápido "Express Shipping Envelope"
- Complete todo el papeleo de exportación CDC/Export (suministrado por Allermetrix)
- Complete todo el papeleo de transporte rápido "Express Mail" y envíelo a Allermetrix